

# **Guia do Usuário**

## **Transformer HD**



### **A embalagem do Transformer HD contém:**

- Transformer HD
- Fonte de Alimentação
- Cabo HDMI
- 2 Baterias:
- Carta de Boas-vindas:
- Termo de Garantia:
- Guia do Usuário:
- Embalagem OK:

## **Desempacotando e Inicializando:**

1. **Posicionamento do Transformer HD:** Escolha uma superfície plana e bem iluminada para colocar o Transformer HD. Certifique-se de que há espaço suficiente para manuseio e conforto visual.
2. **Conexão de Alimentação:** Utilize a fonte de alimentação fornecida para conectar o Transformer HD à energia elétrica. Aguarde o dispositivo inicializar.
3. **Configurações Iniciais:** Ao ligar o Transformer HD pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar preferências básicas, como idioma e contraste.
4. **Posicionamento do Material:** Coloque o material que deseja ampliar sob a câmera do Transformer HD. Ajuste a posição para garantir uma visualização clara na tela.
5. **Explorando os Controles Básicos:** Familiarize-se com os controles essenciais, como zoom, ajuste de contraste e modos de visualização. Detalhes adicionais podem ser encontrados no manual do usuário.
6. **Conexão a Monitores Externos (Opcional):** Se desejar uma visualização expandida, utilize o cabo HDMI para conectar o Transformer HD a monitores externos.

## **Garantia do produto**

"Nossa garantia cobre defeitos de fabricação em materiais e mão de obra que possam ocorrer durante o uso normal do produto. Defeitos resultantes de manutenção inadequada, reparos não autorizados ou falha em seguir as instruções operacionais são apenas alguns dos itens não cobertos. Danos causados pelo uso de acessórios e peças, incluindo carregadores, que não foram autorizados anulam a garantia.

Para receber serviços, entre em contato com a Tecassistiva".

## **Guia do usuário e documentos**

Para baixar o manual completo do produto e documentos acesse o site da Tecassistiva na aba suporte no link: [www.tecassistiva.com.br/suporte/](http://www.tecassistiva.com.br/suporte/) ou pelo QR CODE:



**Suporte ou dúvidas:**

**Site:** [www.tecassistiva.com.br](http://www.tecassistiva.com.br)

**Email:** [suporte@tecassistiva.com.br](mailto:suporte@tecassistiva.com.br)

**Telefone:** (11)3266-4311 opção 2

**Endereço:** Rua das Camélias, 37 - Mirandópolis,  
São Paulo - SP, 04048-060

Para obter suporte técnico, entre em contato com a Tecassistiva.

Obrigado por comprar seu produto com a Tecassistiva!