

Ruby 10

Guia do Usuário



O que vem na caixa:


- Ruby 10
- Cabo USB
- Cabo de Energia
- Fonte D/C
- Bolsa para Transporte
- Alça para Transporte
- Um pano para Limpeza de Tela
- Carta de Boas-vindas
- Termo de Garantia
- Guia do Usuário
- Checklist


A seguir, o guia de início rápido irá ajudar a se familiarizar com o primeiro uso. Para informações complementares, acesse o manual completo do produto.



Antes de começar a usar RUBY 10:



1. Carregue o RUBY 10 na tomada por algumas horas e ligue o dispositivo.
2. A primeira vez que você ligar seu RUBY 10, será requisitado a Seleção do idioma. Deslize para cima ou para baixo até o idioma desejado a fim de navegar pela interface do usuário (por exemplo, telas e texto de ajuda) selecionando no centro da tela.

Botões:

Botão	Nome	Cor	Localização	Descrição
	Energia	Laranja	Lado esquerdo do dispositivo	Pressione para ligar o dispositivo. Pressione rapidamente para colocar no

				modo de espera. Pressione e segure para desligar.
	Modo de cor	Azul	Canto superior esquerdo.	<p>O pressionamento rápido gira pelas combinações de cores configuradas usadas na tela.</p> <p>O pressionamento longo exibe todas as cores apenas na exibição ao vivo (não em menus, fotos ou</p>

				document os).
	Texto	Cinza	Meio esquerd o.	Alterne linhas e máscaras na visualizaçã o ao vivo. Alterne entre os modos telepromp ter, imagem e zona na visualizaçã o de document os.
	Capturar	Verm elho	Superio r esquerd o.	O pressiona mento rápido captura a imagem atual na tela.

				O pressionamento longo captura e reconhece o texto na captura.
	Visualização ao vivo	Verde	Canto superior direito.	Ative a câmera para que seja exibido na tela o que quer que a câmera esteja apontada.
	Aumentar/di minuir zoom	Amar elo	Meio de canto inferior direito.	Pressione e segure para ampliação contínua, pressione e solte para ampliar aumentan do ou diminuindo .

Garantia do produto

"Nossa garantia cobre defeitos de fabricação em materiais e mão de obra que possam ocorrer durante o uso normal do produto. Defeitos resultantes de manutenção inadequada, reparos não autorizados ou falha em seguir as instruções operacionais são apenas alguns dos itens não cobertos. Danos causados pelo uso de acessórios e peças, incluindo carregadores, que não foram autorizados anulam a garantia.

Para receber serviços, entre em contato com a Tecassistiva".

Guia do usuário e documentos

Para baixar o manual avançado do produto e outros documentos acesse o site da Tecassistiva na aba suporte no link: www.tecassistiva.com.br/suporte/ ou pelo QR CODE:



Suporte ou dúvidas:

Site: www.tecassistiva.com.br

Email: suporte@tecassistiva.com.br

Telefone: (11)3266-4311 opção 2

Endereço: Rua das Camélias, 37 - Mirandópolis,
São Paulo - SP, 04048-060

Para obter suporte técnico, entre em contato com a Tecassistiva.

Obrigado por comprar o seu Ruby 10 com a Tecassistiva!